

DELTA VEN[®]T

AGO-CANNULA MONOVIA

DELTA VEN[®]1

AGO-CANNULA MONOVIA CON ALETTE

DELTA VEN[®]2

AGO-CANNULA A DUE VIE

CE
0373



- ▲ Affilatura dell'ago tipo "BACK-CUT"
Rastrematura del catetere atraumatica.
Ottimale distanza tra la cannula e la punta dell'ago.
Catetere in FEP a parete sottile con 3 strisce radiopache.
- ▲ Camera di visualizzazione trasparente per il controllo immediato del sangue di ritorno.
Il filtro microporoso removibile permette una chiusura affidabile eliminando il rischio di contaminazioni.
Disponibilità del tappino LUER LOCK per la chiusura della parte prossimale del catetere dopo aver tolto l'ago.
- ▲ Valvola per infusioni intermittenti di medicinali con cappuccio di chiusura di ingombro limitato (DV2).



SISTEMA QUALITÀ
AZIENDALE

certificato in accordo alla norma
ISO 9002 e sottoposto a verifiche
volontarie e periodiche



DELTA MED[®]
MEDICAL DEVICES

DELTA VEN[®]T

AGO-CANNULA MONOVIA

Colore	Gauge	Lunghezza	ø est. catetere	ø int. catetere	Flusso ml/min	Codice Catetere / Otturatore
Viola	26	19	0,64	0,45	19	1064 ----
Giallo	24	19	0,74	0,55	29	1164 0155
Azzurro	22	25	0,90	0,65	42	1264 0255
Rosa	20	32	1,00	0,75	59	1364 0355
Verde	18	32	1,30	0,95	103	1864 0855
Verde	18	45	1,30	0,95	96	1464 0455
Bianco	17	45	1,50	1,15	155	1564 0555
Grigio	16	45	1,75	1,35	225	1664 0655
Arancio	14	45	2,00	1,55	290	1764 0755

DELTA VEN[®]1

AGO-CANNULA MONOVIA CON ALETTE

Colore	Gauge	Lunghezza	ø est. catetere	ø int. catetere	Flusso ml/min	Codice Catetere / Otturatore
Viola	26	19	0,64	0,45	19	1065 ----
Giallo	24	19	0,74	0,55	29	1165 0155
Azzurro	22	25	0,90	0,65	42	1265 0255
Rosa	20	32	1,00	0,75	59	1365 0355
Verde	18	32	1,30	0,95	103	1865 0855
Verde	18	45	1,30	0,95	96	1465 0455
Bianco	17	45	1,50	1,15	155	1565 0555
Grigio	16	45	1,75	1,35	225	1665 0655
Arancio	14	45	2,00	1,55	290	1765 0755

Codici colore secondo ISO (International Organization for Standardization)

Materiali impiegati

Acciaio AISI 304, **FEP** con strisce radiopache,
Polipropilene, Polistirene, Polietilene.
Contenitore primario: carta medica e film trasparente.

Sterile, atossico, apirogeno, monouso.
Sterilizzato con Ossido di Etilene.

DELTA VEN[®]2

AGO-CANNULA A DUE VIE


Codice Catetere / Otturatore	Flusso ml/min	ø int. catetere	ø est. catetere	Lunghezza	Gauge	Colore
1032 ----	19	0,45	0,64	19	26	Viola
1115 0105	29	0,55	0,74	19	24	Giallo
1215 0205	42	0,65	0,90	25	22	Azzurro
1315 0305	59	0,75	1,00	32	20	Rosa
1815 0805	103	0,95	1,30	32	18	Verde
1415 0405	96	0,95	1,30	45	18	Verde
1515 0505	155	1,15	1,50	45	17	Bianco
1615 0605	225	1,35	1,75	45	16	Grigio
1715 0705	290	1,55	2,00	45	14	Arancio

Otturatore

Per ogni misura (salvo per il 26 Gauge) è disponibile un otturatore dello stesso codice colore del catetere.

L'otturatore è utile per evitare la formazione di coaguli nel lume del catetere in seguito alla temporanea sospensione della terapia endovenosa.

Pezzi per scatola 50
Pezzi per cartone 500



DELTA MED[®]

MEDICAL DEVICES

DELTA MED s.r.l.
via Gerbolina, 15
46019 Viadana (MN) ITALY
Tel. +39 0375 785915
+39 0375 780761
Fax +39 0375 785916
info@deltamedit.com
http://www.deltamedit.com